

Technische kaart – Insausti wagens

SQS | SQM

Afbeelding



Afmetingen

Dit zijn vierkante wagens. Let op: De bakken hebben **geen** ISO indeling.

- Uitvoerbaar in 2 verschillende uitvoeringen:
 - **SQS** : Ø 100 mm wielen
480 x 480 x 980 mm (BxDxH)
 - **SQM** : Ø 125 mm wielen
480 x 480 x 1005 mm (BxDxH)
- Er kunnen 2 verschillende lades in de wagen:
 - 57 mm hoog
 - 130 mm hoog

Belastbaarheid

De lades in de wagen zijn maximaal te belasten met 10 kg.

Garantie

1 jaar

Kleuren

De SQ wagens kunnen in 2 verschillende kleuren geleverd worden:

- Blauw
- Wit
- Rood

Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen

- Roestvrijstalen constructie.
- Compacte, robuuste structuur. Vervaardigd door een verbindingsproces met TIG-lassen en roestvrijstalen klinknagels.
- 100 of 125 mm wielen.
- PE werkblad.
- PP lades, uit 1 stuk, met PA-handvat en frontstop.
- De lades zijn voorzien van frontstop. Indien gewenst is de wagen ook afsluitbaar middels een slot met sleutel of codeslot.
- Optioneel kunt u de wagen van een duwbeugel voorzien.

Tevens kunnen de wagens voorzien worden van diverse accessoires aan de zijkanten of boven aan de achterkant. Vraag naar de mogelijkheden.

Schoonmaakinstructies

De wagen is bestand tegen alcohol, desinfectiemiddelen en chloorhexidine.

Toepassing

De medicijn- en verbandwagens zijn flexibel in te richten met diverse tussenschotten. Deze wagen is uitgevoerd zodat deze geschikt is voor operatiekamers. Ook kunt u kiezen voor diverse accessoires welke aan de wagen gezet kunnen worden.

Verplaatsen

Goed te verplaatsen dankzij de 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem en 2 antistatisch.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)