

Koelkasten voor medicijnopslag (DIN 58345)



Medicijnkoelkasten conform DIN 58345	MKv 3913 MediLine	LED	MKv 3910 MediLine	MKUv 1613 MediLine	LED	MKUv 1610 MediLine
Bruto-/ nettoinhoud	386/278 l		361/280 l	152/109 l		142/109 l
Buitenmaten in mm (b/d/h)	601/618/1840		601/618/1840	601/618/820		601/618/820
Binnenmaten in mm (b/d/h)	440/435/1635		440/435/1635	440/435/670		440/435/670
Energieverbruik per jaar ¹	480 kWh		309 kWh	369 kWh		273 kWh
Klimaatklasse / omgevingstemperatuur	+10 °C tot +35 °C		+10 °C tot +35 °C	+10 °C tot +35 °C		+10 °C tot +35 °C
Koelmiddel	R 600a		R 600a	R 600a		R 600a
Geluidsniveau	48 dB(A)		48 dB(A)	47 dB(A)		47 dB(A)
Spanning / aansluitwaarde	220–240V~/1.5 A		220–240V~/1.5 A	220–240V~/1.0 A		220–240V~/1.0 A
Koelsysteem	dynamisch		dynamisch	dynamisch		dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch		automatisch	automatisch		automatisch
Temperatuurbereik	+5 °C		+5 °C	+5 °C		+5 °C
Gradient* / max. fluctuatie**	6,1 °C/3,9 °C		4,1 °C/3,6 °C	5,1 °C/4,9 °C		4,3 °C/4,6 °C
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit		staal / wit	staal / wit		staal / wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur		staal	Isolatieglasdeur		staal
Materiaal interieur	kunststof wit		kunststof wit	kunststof wit		kunststof wit
Type besturing	elektronisch		elektronisch	elektronisch		elektronisch
Temperatuurweergave	digitaal		digitaal	digitaal		digitaal
Alarm bij stroomuitval	ja, onmiddellijk min. 12 uur		ja, onmiddellijk min. 12 uur	ja, onmiddellijk min. 12 uur		ja, onmiddellijk min. 12 uur
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch		optisch en akoestisch	optisch en akoestisch		optisch en akoestisch
Interface / potentiaalvrij contact	RS 485 / ja		RS 485 / ja	RS 485 / ja		RS 485 / ja
Binnenverlichting	LED, apart schakelbaar			LED, apart schakelbaar		
Aantal draagroosters	6		6	4		4
Waarvan verstelbaar	5		5	3		3
Aantal schuiflades	0		0	0		0
Bruikbaar oppervlak in mm (b/d)	440/420		440/420	440/420		440/420
Materiaal draagroosters	kunststof gecoat		kunststof gecoat	kunststof gecoat		kunststof gecoat
Belastbaarheid	45 kg		45 kg	45 kg		45 kg
Handgreep	hevelgreep		hevelgreep	hevelgreep		hevelgreep
Slot	ja		ja	ja		ja
Deur zelfsluitend	ja		ja	ja		ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar
Bruto- / nettogewicht	91 / 85 kg		73 / 68 kg	48 / 45 kg		41 / 39 kg
Accessoires						
Draagrooster kunststof gecoat	7113333		7113333	7113333		7113333
Tussenblad wit				9592697		9592697
Rollenrails	9590380		9590380	9590521		9590521
Stelpoten (115-170 mm)			9590231			
Converter incl. software (seriële aansluiting)	9590387		9590387	9590387		9590387
H+H lade aluminium	AluCool (max. 10 laden)		AluCool (max. 10 laden)	AluCool (max. 4 laden)		AluCool (max. 4 laden)

¹ gemeten bij omgevingstemperatuur van +25°C en ingestelde temperatuur van +5°C.